

为什么宫腔镜的首选是 **Richard Wolf**？德国狼牌宫腔镜优势

德国生产的狼牌 WOLF 内窥镜是内窥镜中的金品质，其中狼牌 WOLF 宫腔镜设计更加人性化，提供 3 套选择。其操作简单、安全，备受使用者的好评。狼牌宫腔镜依据临床需求分为两种，即宫腔检查镜和宫腔电切镜。

1、 **WOLF 宫腔检查镜**

外鞘直径 4mm、5mm 的连续冲洗硬性检查镜，解决了沿用多年的间断冲洗检查镜检查时，宫腔出血不易排出，膨宫液回流不畅，视野不清，最终导致检查失败等问题，而且外径细，多数受术者不必扩张宫颈。

I 连续冲洗门诊用宫腔检查镜（免扩宫）

狼牌设计出一款免扩宫的一体式宫腔检查镜，其编号为 8986.401，5mm20 度 5Fr 工作通道。8986.401 是集镜鞘、冲洗通道、器械为一体的宫腔检查镜。这套配置只要配上镜子，剪刀，活检钳，抓钳，主机即可进行手术。这款宫腔镜器械简单，操作简单，缩短了手术时间，减少患者的痛苦，备受广大医生和患者的青睐。

II WOLF 连续冲洗宫腔手术检查镜

8654.422 4mm 30 度主镜是狼牌 WOLF 的骄傲，宫腔检查镜的首选。此镜性价比高，使用范围广，可应用于宫腔检查镜手术，电切镜手术，膀胱镜手术，一条镜子可以完成三个手术，它的强大的功能是哪一条镜子不可比拟的。

此套配置镜子 8654.422，附内鞘，外鞘，硬性器械，软性器械。连续冲洗宫腔手术检查软、硬性器械均可使用，依医生的使用习惯，可随意选择器械。

WOLF 宫腔检查镜主要进行取环、取活检，器械操作简单，大大缩短了手术时间，为医生提供了便捷。适应症为：绝经前及绝经后异常出血；诊断或决定能否经宫颈取出粘膜下肌瘤或子宫内膜息肉；迷失的宫内节育器定位或试行取出；评估 B 超的异常宫腔回声和占位性病变；诊断宫腔畸形、宫腔粘连并试行分离；检查反复自然流产和妊娠失败的宫颈管和宫内原因；探查原因不明不孕症的宫内因素；宫腔内手术后随访。

2、 WOLF 连续冲洗宫腔电切镜

连续冲洗宫腔电切镜的主镜为上面介绍的 8654.422，4mm,30 度。主要附有 25.5Fr 和 27Fr 两种直径的内外鞘和闭孔器，电切环，爱力克冲洗器，膨宫仪和主机。狼牌镜鞘具有连续冲洗作用，保证镜头视野清晰；电切环耐用、安全；器械操作简单。

宫腔电切手术的适应症：久治无效的异常子宫出血,已排除恶性疾患,需行子宫内膜切除者；粘膜下肌瘤和内突壁间肌瘤<4-5cm 或宫颈肌瘤<3-4cm 可在镜下行切除术；子宫纵隔和宫腔闭锁粘连需行切除术者；有症状的单发或多发性子宫内膜息肉,已经除外恶性病变,需切除者；宫颈病变,已排除恶性病变,需手术切除者；胚胎已经死亡的宫颈妊娠或局灶性胎盘植入,需手术清除者。